

## 抗Necab3ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Q96P71

商品番号: CM0016811

### 前書き

ヒトNECAB3を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。アミロイドベータ生成およびアルツハイマー病のメカニズム研究に有用なツールです。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 製品名      | NECAB3 ウサギpAb                                                          |
| 備考/別名    | NIP1; XB51; STIP3; EFCBP3; SYTIP2; APBA2BP; dJ63M2.4; dJ63M2.5; NECAB3 |
| 種        | ヒト                                                                     |
| 遺伝子ID    | 63941                                                                  |
| 免疫原      | ヒトNECAB3のアミノ酸1-362に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_112508.3)。                  |
| ソース      | ウサギ                                                                    |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                                              |
| アプリケーション | WB, ELISA                                                              |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                                             |
| SWISS    | Q96P71                                                                 |
| タンパク質重量  | 44kDa                                                                  |
| 配送       | アイスバッグ                                                                 |