

Anti-Necap2ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9NVz3

商品番号: CM0018122

前書き

ヒトNECAP2（Adaptin ear-binding coat-associated protein

2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、マウスと交差反応します。エンドサイトーシスおよび小胞輸送の研究に適しています。 - Q9NVZ3。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NECAP2 Rabbit pAb
備考/エイリアス	NECAP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55707
GeneID	55707
免疫原	ヒトNECAP2（NP_060560.1）のアミノ酸194-263に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9NVZ3
タンパク質分子量	28kDa
配送	氷袋