


抗ネクチン2/Cd112 ウサギモノクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - Q92692

商品番号: CM0011461



前書き

ヒトネクチン2 (CD112, PVRL2)

を標的とするウサギモノクローナル抗体 (WB, IHC-P, ELISA用)。ヒト、マウス、ラットのタンパク質を検出可能。T細胞調節およびウイルス侵入に関与。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Nectin 2/CD112 Rabbit mAb
備考/別名	HVEB; PRR2; CD112; PVRL2; PVRR2; Nectin 2/CD112
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5819
GeneID	5819
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92692
タンパク質重量	58kDa
配送	アイスバッグ