

ウエスタンブロットおよびElisa用 抗Nectin 2/Cd112 ウサギポリクローナル抗体 - Q92692

商品番号: CM0029191



前書き

ヒトNectin-2 (CD112, HVEB)

に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。T細胞シグナル伝達、細胞接着、ウイルス侵入研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	Nectin 2/CD112 ウサギ pAb
備考/別名	HVEB; PRR2; CD112; PVRL2; PVRR2; Nectin 2/CD112
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5819
GeneID	5819
免疫原	ヒト Nectin 2/CD112 (NP_002847.1) のアミノ酸382-479に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92692
タンパク質分子量	58kDa
輸送	アイスバッグ