

抗Nectin-4/Pvrl4 ウサギモノクローナル抗体 Fc、Elisa用 - Q96Ny8

商品番号: CM0009137



前書き

ヒトNectin-

4/PVRL4を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体です。FCおよびELISAでの使用が検証済みです。癌およびウイルス感染研究、特に麻疹ウイルスの侵入研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Nectin-4/PVRL4 ウサギmAb
別名	LNIR; PRR4; EDSSI; PVRL4; nectin-4
対象種	ヒト
遺伝子ID	81607
免疫原	ヒトNectin-4/PVRL4 (NP_112178.2) のアミノ酸32～146番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96NY8
タンパク質分子量	24kDa/55kDa
配送方法	氷袋