

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Nedd4ポリクローナル抗体 - P46934

商品番号: CM0015562



前書き

受容体の分解およびオートファジーに関与するヒトNEDD4に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC、P、ELISAでバリデーション済み。ユビキチン化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NEDD4 Rabbit pAb
備考／別名	RPF1; NEDD4-1; NEDD4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4734
免疫原	ヒトNEDD4のアミノ酸160～460 (NP_940682.2) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P46934
タンパク質分子量	149kDa
輸送条件	保冷バッグ