

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Nedd4L ポリクローナル抗体 - Q96Pu5

商品番号: CM0027668



前書き

NEDD4L ウサギポリクローナル抗体 (Q96PU5) は、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのNEDD4L（TGF-β、オートファジー、イオンチャネルを調節するE3ユビキチンリガーゼ）を検出します。シグナル伝達およびユビキチン化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NEDD4L ウサギ pAb
備考/別名	RSP5; PVNH7; NEDD4-2; NEDD4.2; hNEDD4-2; NEDD4L
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23327
GeneID	23327
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNEDD4L (NP_056092.2)のアミノ酸836-955に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96PU5
タンパク質分子量	112kDa
輸送	保冷バッグ