

Wb、Elisa用 抗Nedd8ウサギモノクローナル抗体 - Q15843

商品番号: CM0007516



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのNEDD8ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しています。細胞周期制御やタンパク質分解に関与するユビキチン様タンパク質NEDD8を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NEDD8ウサギmAb
備考／別名	NEDD-8; NEDD8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4738
遺伝子ID	4738
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15843
タンパク質分子量	9kDa
発送	保冷バッグ