

WbおよびElisa用Anti-Nedd8ウサギポリクローナル抗体 - Q15843

商品番号: CM0017111



前書き

ヒトNEDD8を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。ユビキチン様タンパク質および細胞周期の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NEDD8 Rabbit pAb
備考/別名	NEDD-8; NEDD8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4738
GeneID	4738
免疫原	ヒトNEDD8 (NP_006147.1) のアミノ酸1-81に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15843
タンパク質分子量	9kDa
配送	アイスパック