

抗Nedd9ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q14511

商品番号: CM0022240



前書き

ヒトNEDD9（HEF1/CAS-L）に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応し、細胞接着、遊走、シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NEDD9 Rabbit pAb
別名	CAS2; CASL; HEF1; CAS-L; CASS2; NEDD9
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4739
遺伝子ID	4739
免疫原	ヒトNEDD9 (NP_006394.1) のアミノ酸390-560番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14511
タンパク質分子量	93kDa
発送	保冷剤