

抗Neil1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96Fi4

商品番号: CM0026092



前書き

ヒト、マウス、ラットのWBおよびELISA用のNEIL1ウサギpAb（ポリクローナル抗体）です。塩基除去修復に関与するDNA修復酵素であるエンドヌクレアーゼ8様1を認識します。酸化了的DNA損傷の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NEIL1 ウサギ pAb
別名	FPG1; NEIL1; hFPG1; NEIL1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	79661
GeneID	79661
免疫原	ヒトNEIL1（NP_078884.2）のアミノ酸1-135番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96Fi4
タンパク質分子量	44kDa
輸送方法	保冷剤