


Wb、Elisa用 抗Nek2 モノクローナル抗体 - P51955

商品番号: CM0012734



前書き

ヒトNEK2に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのNEK2 (52kDa)を検出します。細胞周期および中心体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NEK2 ウサギ mAb
備考/別名	NLK1; RP67; NEK2A; HsPK21; PPP1R111; NEK2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4751
遺伝子ID	4751
免疫原	合成ペプチド: ヒトNEK2 (P51955) のアミノ酸1-100に対応する配列に基づく合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51955
タンパク質分子量	52kDa
発送	保冷バッグ