

Nek6に対するウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9Hc98

商品番号: CM0009672

前書き

このNEK6ウサギモノクローナル抗体は、WB、IHC-P、ELISAにより、ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性NEK6を検出します。コアキナーゼドメイン領域を標的としており、細胞周期、有糸分裂、DNA損傷の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NEK6 ウサギmAb
略号/別名	SID6-1512; NEK6
種	ヒト
遺伝子ID	10783
免疫原	ヒトNEK6（Q9HC98）のアミノ酸200～300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HC98
タンパク質分子量	36kDa
輸送方法	保冷剤