

Wb、Elisa用 Anti-Nek7 ポリクローナル抗体 - Q8Tdx7

商品番号: CM0021233



前書き

ヒトNEK7に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。有糸分裂細胞周期進行およびNLRP3インフラマソーム活性化の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NEK7 Rabbit pAb
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	140609
免疫原	ヒトNEK7 (NP_598001.1) のアミノ酸257-301に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TDX7
タンパク質分子量	35kDa
輸送	保冷バッグ