

Wb、Elisa用抗Nek7ウサギモノクローナル抗体 - Q8Tdx7

商品番号: CM0002629



前書き

WBおよびELISAで検証済みのNEK7ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応し、有糸分裂とNLRP3インフラマソーム活性化に関与するセリン/スレオニンプロテインキナーゼNek7を標的とします。細胞周期および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NEK7 ウサギmAb
備考/別名	NIMA-related kinase 7; NEK7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	140609
免疫原	ヒトNEK7 (Q8TDX7) のアミノ酸203-302番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TDX7
タンパク質分子量	35kDa
配送方法	氷袋