

抗Nek8ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q86Sg6

商品番号: CM0014532

前書き

WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了した高品質なウサギ由来ポリクローナルNEK8抗体です。線毛機能と尿細管の完全性に不可欠なセリン/スレオニンキナーゼである、ヒト、マウス、ラットのNEK8を検出します。腎臓学および細胞生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NEK8 ウサギ pAb
備考・別名	JCK, NPHP9, RHPD2, NEK12A, NEK8
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	284086
免疫原	ヒトNEK8（NP_835464.1）のアミノ酸270-390番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86SG6
タンパク質分子量	75kDa
発送方法	氷袋梱包