


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Nek9 ポリクローナル抗体 - Q8Td19

商品番号: CM0021144



前書き

WB、IHC-P、およびELISAアプリケーション用のNEK9ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、およびラットのNEK9（約107 kDa）を検出します。細胞分裂の進行と細胞周期制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NEK9 Rabbit pAb
備考/エイリアス	NC; APUG; NERCC; LCCS10; NERCCI; NEK9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	91754
遺伝子ID	91754
免疫原	ヒトNEK9 (NP_149107.4) のアミノ酸730-979に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TD19
タンパク質分子量	107kDa
配送	アイスバッグ