


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Nelfcdポリクローナル抗体 - Q8Ixx7

商品番号: CM0025107



前書き

抗NELFCDポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのNELFCD (TH1/TH1L) と反応します。WB、IHC-P、ELISAでの実用性が確認済みです。転写伸長およびNELF複合体の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NELFCD ウサギ pAb
別名	TH1; TH1L; NELF-C; NELF-D; HSPC130; NELFCD
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	51497
GeneID	51497
免疫原	ヒトNELFCD (NP_945327.3) のアミノ酸40〜182番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IXH7
タンパク質分子量	66kDa
輸送方法	保冷剤