


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Nelfe ポリクローナル抗体 - P18615

商品番号: CM0028798



前書き

ヒトNELFE（RD、RDBP）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。NELFEは転写伸長抑制因子であり、NELF複合体の構成要素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NELFE ウサギ pAb
備考/別名	RD; RDP; RDBP; D6S45; NELF-E; NELFE
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7936
免疫原	ヒトNELFEのアミノ酸1-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_002895.3)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18615
タンパク質分子量	43kDa
輸送	保冷バッグ