

WbおよびElisa用 抗Nell1ウサギポリクローナル抗体 - Q92832

商品番号: CM0017086



前書き

ヒトNELL1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのNELL1を検出。骨芽細胞分化および骨石灰化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NELL1ウサギpAb
備考/別名	NRP1; IDH3GL; NELL1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4745
GeneID	4745
免疫原	ヒトNELL1 (NP_006148.2) のアミノ酸160-420に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92832
タンパク質分子量	90kDa
輸送	保冷バッグ