

Wb、Elisa用抗Nell2ポリクローナル抗体 - Q99435

商品番号: CM0019632



前書き

ヒトNELL2（プロテインキナーゼC結合タンパク質NELL2）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。神経組織および軸索誘導研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	NELL2ウサギpAb
備考／別名	NRP2；NELL2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4753
遺伝子ID	4753
免疫原	ヒトNELL2（NP_006150.1）のアミノ酸22～300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q99435
タンパク質分子量	91 kDa
輸送	保冷バッグ