

Wb、If、Ihc、Elisa用抗ネフリンポリクローナル抗体 - Q9Qzs7

商品番号: CM0029259

前書き

マウスネフリン（UniProt Q9QZS7）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF、IHC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと反応します。腎臓ポドサイトおよび糸球体濾過の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ネフリン ウサギ pAb
備考/別名	CNF; NPHN; nephrin
種	マウス
GeneID (ヒト)	4868
GeneID	54631
免疫原	組換えタンパク質 マウスネフリン（NP_062332.2）のアミノ酸1033-1256に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9QZS7
タンパク質分子量	135kDa
配送	氷袋