

抗ネフリン ウサギ モノクローナル抗体 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa対応) - Q9Qzs7

商品番号: CM0004146

前書き

高特異性ネフリン ウサギ
モノクローナル抗体。マウスにおけるWB、IF-
P、IHC-
P、ELISAで検証済み。ポドサイトスリット膜タンパ
ク質を標的とし、腎臓のろ過および腎症研究に不可欠
です。UniProt: Q9QZS7。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ネフリン ウサギ mAb
備考/別名	nephrin; NephrinB
種	マウス
GeneID (ヒト)	4868
GeneID	54631
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9QZS7
タンパク質分子量	135 kDa/136 kDa
配送	アイスバッグ