

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗ネフリン ウサギモノクローナル抗体 - O60500

商品番号: CM0004472



前書き

このウサギモノクローナル抗体は、ヒトネフリン（SWISS: O60500）を標的とし、ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済みです。マウスおよびラットと交叉反応性があります。ポドサイト裂孔膜および腎臓濾過の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ネフリン ウサギ mAb
備考/別名	CNF; NPHN; nephrin; Nephrin
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4868
遺伝子ID	4868
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトネフリン (NP_004637.1) のアミノ酸1019-1241に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交叉反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60500
タンパク質分子量	135kDa
配送	保冷バッグ