

Wb、If/Icc、Elisa用抗ネスプリン1モノクローナル抗体 - Q8Nf91

商品番号: CM0003783



前書き

ヒトNesprin

1 (SYNE1) に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの性能が検証済みです。ヒトおよびマウスと交差反応します。LINC複合体および核膜力学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Nesprin 1 ウサギmAb
備考/別名	8B; AMC3; AMCM; CPG2; ARCA1; EDMD4; KASH1; MYNE1; Nespl; SCAR8; C6orf98; dJ45H2.2; Nesprin 1
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	23345
GeneID	23345
免疫原	ヒトNesprin 1 (Q8NF91) のアミノ酸8200~8400番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8NF91
タンパク質分子量	1011kDa/112kDa
輸送方法	保冷剤