

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Nesprin 1 ポリクローナル抗体 - Q8Nf91

商品番号: CM0021105



前書き

ヒトNesprin 1

(SYNE1)を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。細胞骨格および核膜研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Nesprin 1 ウサギ pAb
備考/別名	8B; AMC3; AMCM; CPG2; ARCA1; EDMD4; KASH1; MYNE1; Nespl; SCAR8; C6orf98; dJ45H2.2; Nesprin 1
種	ヒト
GeneID	23345
免疫原	ヒトNesprin 1 (NP_892006.3)のアミノ酸8220-8410に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NF91
タンパク質分子量	1011kDa/112kDa
発送	保冷バッグ