

Anti-Nesprin3 (Kash3) モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q6Zmz3

商品番号: CM0002646



前書き

ヒトNesprin-3

(KASH3)を標的とするウサギモノクローナル抗体。W BおよびELISAで検証済みであり、ヒトおよびマウスで反応性を示します。LINC複合体介在性の核-細胞骨格接続および方向性細胞移動に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Nesprin3 Rabbit mAb
備考/別名	KASH3; NET53; Nesp3; C14orf49; C14orf139; LINC00341; NCRNA00341; Nesprin3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	161176
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNesprin3 (NP_689805.3) のアミノ酸750-935に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q6ZMZ3
タンパク質分子量	112kDa
配送	アイスパック