

## ウェスタンブロット用抗Nestinポリクローナル抗体 - P48681

商品番号: CM0016893

前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用ヒトNestin（NES）ウサギポリクローナル抗体。神経幹細胞および発生学研究に適しています。マウスおよびラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 製品名         | Nestin Rabbit pAb                                        |
| 備考/別名       | Nbla00170; Nestin                                        |
| 種           | ヒト                                                       |
| GeneID (ヒト) | 10763                                                    |
| GeneID      | 10763                                                    |
| 免疫原         | ヒトNES（NP_006608.1）のアミノ酸1392-1621内の配列に相当する組換えタンパク質/合成ペプチド |
| 供給源         | ウサギ                                                      |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                |
| アプリケーション    | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                 |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                               |
| SWISS       | P48681                                                   |
| タンパク質分子量    | 177 kDa                                                  |
| 配送          | 氷袋                                                       |