

Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗ネスチン ラビットモノクローナル抗体 - P48681

商品番号: CM0005104

前書き

ヒトネスチン（177kDa）を標的とするラビットモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。神経幹細胞および神経発生学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Nestin Rabbit mAb
備考/別名	Nbla00170
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10763
遺伝子ID	10763
免疫原	組換えタンパク質 ヒトネスチン（NP_006608.1）のアミノ酸1392-1621に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P48681
タンパク質分子量	177kDa
配送	氷袋