

ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Neu1 ウサギポリクローナル抗体 - Q99519

商品番号: CM0028831

前書き

ヒトNEU1（シアリダーゼ-1）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。リソソーム蓄積症および糖鎖生物学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NEU1 ウサギ pAb
備考/別名	NEU; NANH; SIAL1; NEU1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4758
GeneID	4758
免疫原	ヒトNEU1 (NP_000425.1) のアミノ酸210-415に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99519
タンパク質分子量	45kDa
発送	保冷バッグ