

Wb・Elisa用 抗Neu2 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y3R4

商品番号: CM0030446



前書き

ヒトNEU2（シアリダーゼ2）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに対応。糖脂質代謝研究や診断アッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NEU2 ウサギpAb
備考／別名	SIAL2; NEU2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4759
遺伝子ID	4759
免疫原	ヒトNEU2（NP_005374.2）のアミノ酸171～380に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y3R4
タンパク質分子量	42kDa
輸送方法	氷袋