

Wb、If/Icc、Elisa用抗Neu3ポリクローナル抗体 - Q9Uq49

商品番号: CM0017220

前書き

NEU3ウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ガングリオシド代謝とEGFRシグナル伝達に参与する48kDaの膜シアリダーゼである、ヒトおよびマウスのシアリダーゼ3を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NEU3 Rabbit pAb
別名	SIAL3; NEU3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10825
遺伝子ID	10825
免疫原	ヒトNEU3 (NP_006647.3) のアミノ酸222～461に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UQ49
タンパク質分子量	48kDa
輸送方法	保冷剤