

Anti-Neun (Fox-3) ウサギポリクローナル抗体（Wb, If-P, Ihc-P, Elisa対応） - A6Nfn3

商品番号: CM0014026

前書き

ヒトNeuN
(RBFOX3)を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ニューロンマーカー研究およびスプライスバリエーション研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NeuN ウサギ pAb
備考/別名	FOX3; NEUN; FOX-3; HRNBP3; NeuN
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	146713
遺伝子ID	146713
免疫原	NeuN (NP_001076044.1) のアミノ酸1-220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	A6NFN3
タンパク質分子量	34kDa
配送	アイスバッグ