

Wb、Ihc、If用 抗Neun モノクローナル抗体 - A6Nfn3

商品番号: CM0003757

前書き

ヒト、マウス、ラットサンプル中の神経細胞核の検出に適した、ウェスタンブロット、免疫組織化学、免疫蛍光、ELISA用の組換えウサギモノクローナル抗NeuN抗体。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NeuN ウサギ mAb
備考/別名	FOX3; NEUN; FOX-3; HRNBP3; NeuN
種	ヒト
GeneID	146713
免疫原	ヒトNeuN (A6NFN3)のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	A6NFN3
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷剤