

Anti-Neun マウスモノクローナル抗体 (Wb, If, Ihc, Elisa対応) - A6Nfn3

商品番号: CM0008335

前書き

NeuN (FOX3/RBFOX3)

を標的とする高品質なマウスモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IF、IHC、ELISAが検証済み。神経科学研究のためのスプライシング制御タンパク質。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NeuN Mouse mAb
備考/別名	FOX3; NEUN; FOX-3; HRNBP3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	146713
免疫原	ヒトNeuN組換えタンパク質
ソース	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	A6NFN3
タンパク質分子量	34kDa
配送	アイスバッグ