

Anti-Neuraminidase/Neu1 ウサギモノクローナル抗体（Wb, If-P, Elisa対応） - Q99519

商品番号: CM0008043

前書き

ヒト Neuraminidase/NEU1 (Sialidase-1) を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。リソソームシアリダーゼ研究および糖タンパク質代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Neuraminidase/NEU1 Rabbit mAb
備考/別名	NEU; NANH; SIAL1
種	ヒト (Human)
GeneID (ヒト)	4758
GeneID	4758
免疫原	ヒト Neuraminidase/NEU1 (NP_000425.1) のアミノ酸48-415に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ (Rabbit)
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト (Human), マウス (Mouse)
SWISS	Q99519
タンパク質分子量	45kDa
配送	アイスバッグ