

抗ニューレグリン3（Nrg3）モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P56975

商品番号: CM0003018

前書き

ヒトNeuregulin-3（NRG3）に対するウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの性能が確認済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のNRG3検出に適しており、NRG3-ERBB4シグナル伝達経路の研究に活用できるツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Neuregulin-3 (NRG3) ウサギmAb
備考/別名	HRG3; pro-NRG3; Neuregulin-3 (NRG3)
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10718
免疫原	ヒトNeuregulin-3（NRG3）(P56975)のアミノ酸600～720番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56975
タンパク質分子量	78kDa
輸送方法	保冷剤