

Anti-Neurod1 Rabbit Polyclonal Antibody For Ihc-P, Elisa - Q13562

商品番号: CM0023624

前書き

IHC-PおよびELISA用NEUROD1ラビットポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのNEUROD1（神経発生および膵島細胞の分化に重要なbHLH転写因子）を認識します。発生生物学および糖尿病研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NEUROD1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	T2D; BETA2; BHF-1; MODY6; NEUROD; bHLHa3; NEUROD1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4760
遺伝子ID	4760
免疫原	ヒトNEUROD1 (NP_002491.2) のアミノ酸1-356に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q13562
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋