

WbおよびElisa用抗Neurod1ウサギポリクローナル抗体 - Q13562

商品番号: CM0013756

前書き

WBおよびELISAで検証済みのNEUROD1ウサギポリクローナル抗体（Q13562）。神経発生および膵ベータ細胞の発生において重要なbHLH転写因子である、ヒトおよびラットの神経分化因子1を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NEUROD1ウサギpAb
備考／別名	T2D; BETA2; BHF-1; MODY6; NEUROD; bHLHa3; NEUROD1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4760
遺伝子ID	4760
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q13562
タンパク質分子量	40kDa
配送	保冷バッグ