

抗Neurod6ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q96Nk8

商品番号: CM0021982

前書き

ヒトNEUROD6（Nex1, Atoh2, MATH2）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みであり、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。神経発生研究や転写制御研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NEUROD6 ウサギpAb
備考/別名	Nex1; Atoh2; MATH2; NEX1M; Math-2; bHLHa2; NEUROD6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	63974
GeneID	63974
免疫原	ヒトNEUROD6の188-337アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_073565.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q96NK8
タンパク質重量	39kDa
配送	アイスバッグ