

抗ニューロフィラメントHモノクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa用） - P12036

商品番号: CM0002058

前書き

ヒトNeurofilament H (NFH)
を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IP、ELISAでの使用が検証済み、マウスおよびラットと交差反応します。神経細胞口径と軸索安定性に関わる重要な中間系フィラメントタンパク質で、ALSおよびCMT研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ニューロフィラメントH ウサギmAb
備考/別名	NFH; CMT2CC; ニューロフィラメントH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4744
GeneID	4744
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12036
タンパク質分子量	112kDa
発送方法	氷袋