

Wb、If、Ihc、Elisa用 抗ニューロフィラメントL モノクローナル抗体 - P07196

商品番号: CM0003522

前書き

WB、IF、IHC-P、ELISA用にバリデートされた高品質なニューロフィラメントL
ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応します。神経細胞骨格研究および神経変性疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ニューロフィラメントL ウサギmAb
備考/別名	NFL; NF-L; NF68; CMT1F; CMT2E; CMTDIG; PPP1R110; Neurofilament L
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4747
GeneID	4747
免疫原	ヒトニューロフィラメントL (NP_006149.2) のアミノ酸60-250に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用方法	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07196
タンパク質分子量	62 kDa
配送方法	アイスバッグ