

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗ニューロフィラメントLウサギポリクローナル抗体 - P07196

商品番号: CM0015436

前書き

ヒトニューロフィラメント軽鎖ポリペプチド（NEFL）を標的とするウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットとの交差反応性を有し、WB、IF-P、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。神経細胞骨格研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ニューロフィラメントLウサギpAb
備考／別名	NFL; NF-L; NF68; CMT1F; CMT2E; CMTDIG; PPP1R110; ニューロフィラメントL
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4747
遺伝子ID	4747
免疫原	ヒトニューロフィラメントL（NP_006149.2）のアミノ酸60～250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07196
タンパク質分子量	62 kDa
配送	保冷剤