

抗ニューロフィラメントMポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P07197

商品番号: CM0022780

前書き

ニューロフィラメントM（NFM/NEF3）に対するウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットを対象にWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。神経細胞の細胞骨格および中間径フィラメント研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ニューロフィラメントM ウサギpAb
備考/別名	NFM; NEF3; NF-M; ニューロフィラメントM
由来種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4741
遺伝子ID	4741
免疫原	ヒトニューロフィラメントM（NP_005373.2）のアミノ酸100～260番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07197
タンパク質分子量	102kDa
輸送方法	氷袋