

Anti-Neurog3ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9Y4Z2

商品番号: CM0030915

前書き

ヒトNEUROG3を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。腸内分泌細胞の分化および膵内分泌細胞のスペシフィケーションの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NEUROG3 Rabbit pAb
備考/別名	ngn3; Atoh5; NGN-3; Math4B; bHLHa7; NEUROG3
種	ヒト
遺伝子ID	50674
免疫原	ヒトNEUROG3（NP_066279.2）のアミノ酸1-100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y4Z2
タンパク質分子量	23kDa
配送	氷袋