

抗Neurog3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Y4Z2

商品番号: CM0022990

前書き

WBおよびELISA用のNEUROG3ウサギポリクローナル抗体です。腸内分泌細胞および膵内分泌細胞の分化に重要な転写因子であるヒトニューロゲニン3を標的としており、発生生物学や糖尿病研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NEUROG3 Rabbit pAb
別名	ngn3; Atoh5; NGN-3; Math4B; bHLHa7; G3
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	50674
遺伝子ID	50674
免疫原	ヒトNEUROG3 (NP_066279.2) のアミノ酸1-100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y4Z2
タンパク質分子量	23kDa
発送方法	保冷剤