

抗ニューロゲニン2（Ngn2）モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9H2A3

商品番号: CM0003547

前書き

神経転写因子であるニューロゲニン2に対するウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。神経分化および発生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ニューロゲニン2 ウサギmAb
備考／別名	NGN2; Atoh4; ngn-2; Math4A; bHLHa8; Neurogenin 2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	63973
GeneID	63973
免疫原	合成ペプチド：ヒト・ニューロゲニン2（Q9H2A3）のアミノ酸50～150番の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H2A3
タンパク質分子量	29kDa
輸送方法	氷袋