

抗ニューログラニン（Nrgn）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q92686

商品番号: CM0027757

前書き

ヒトニューログラニン（NRGN）に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで検証済みです。シナプスリモデリング、カルモジュリン結合、アルツハイマー病に関する研究に適しています。マウスおよびラットとの交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	NRGN ウサギ pAb
備考/別名	RC3; hng; NRGN
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4900
遺伝子ID	4900
免疫原	ヒトNRGN（NP_001119653.1）の amino 酸1-78に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92686
タンパク質分子量	8kDa
輸送	保冷バッグ