

抗神経系アセチルコリン受容体サブユニットA4（Acha4/Chrna4）ウサギポリクローナル抗体 Wb、If/Icc、Elisa対応 - P43681

商品番号: CM0019753



前書き

ヒトACHA4（CHRNA4）を対象としたウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、マウスと交差反応します。神経系ニコチン性アセチルコリン受容体の機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACHA4 ウサギpAb
備考/別名	EBN; BFNC; EBN1; NACHR; NACRA4; NACHRA4; ACHA4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1137
遺伝子ID	1137
免疫原	ヒトACHA4（P43681）のアミノ酸29-242番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P43681
タンパク質分子量	70kDa
発送	保冷剤