

Anti-Neuroplastin (Nptn) ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q9Y639

商品番号: CM0026909



前書き

ヒトNeuroplastin (NPTN)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。シナプス可塑性および細胞接着の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NPTN Rabbit pAb
備考/別名	GP55; GP65; SDR1; np55; np65; SDFR1; NPTN
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	27020
遺伝子ID	27020
免疫原	ヒトNPTN (NP_059429.1) のアミノ酸29-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y639
タンパク質分子量	44kDa
配送	アイスバッグ